




DreamLite®



DreamLite
欧洲角塑专家

减缓眼轴进展
低点染好舒适

家长选择角膜塑形镜时 三大考量因素 矫正及防控效果、安全性及舒适性



Ipsos: 中国儿童近视管理消费者研究 定性定量报告2021.6 N=1000)


DreamLite[®] 角膜塑形镜 强防控 • 低点染 • 好舒适



1. Chann J, Cho P. High Myopia-Partial Reduction Ortho-k: A 2-Year Randomized Study. Optom Vis Sci 2013;90:530-539.

2. 杨玉芳. 角膜塑形镜治疗近视的临床疗效和并发症发生情况分析. 中国现代药物应用. 2022;16(7):49-51.

iET™ 融合增效设计
iNTEGRATE eNHANCED T eCHNOLOGY



独有iET™融合增效设计，融合不同弧段
弧弧相互联合作用，为近视管理增效

DreamLite 独特设计
成就三大 突出表现



SML 亚微米超精工艺
S_{UB}-M_{ICRON} L_{ATHING} TECHNOLOGY

- 采用**SML™**亚微米超精车削技术生产，提升至亚微米精密度，赋予镜片超凡光滑表面
- 镜片**一次成型，四弧无感衔接**
- 配合iET™独特设计，顺应角膜形态变化，**匹配贴合**


独特RC + 非球AC 临床验证 • 强防控

配戴DreamLite眼轴年均增长 < 0.1mm



一项为期2年的随机对照研究显示
配戴DreamLite患者的
眼轴年均增长 < 0.1mm¹
远低于配戴框架眼镜患者的
眼轴增长均值
(0.3mm/年^{2, 3})

配戴DreamLite后95%患者属于眼轴低增长



一项为期18个月的随机对照研究显示
配戴DreamLite后

95%患者眼轴低增长⁴
(相当于屈光度变化 < 0.50D/年)

无眼轴高速增长患者⁴
(相当于屈光度变化 > 0.75D/年)

两年近视管理有效性高达6成以上



一项为期2年的随机对照研究显示
配戴DreamLite
有效延缓眼轴进展63%¹

1. Churm J, Cho P. High Myopia-Partial Reduction Ortho-k: A 2-Year Randomized Study. Optom Vis Sci 2013;90:530-539.

2. Li S M, Kang M T, Wu S S, et al. Efficacy, Safety and Acceptability of Orthokeratology on Slowing Axial Elongation in Myopic Children by Meta-Analysis[J]. Current eye research, 2016, 41(5):1-9.

3. Yuan, Sun, Fan, et al. Orthokeratology to Control Myopia Progression: A Meta-Analysis[J]. PLOS ONE, 2015, 10(4):e0130646.

4. Jakobsen TM, Møller F. Control of myopia using orthokeratology lenses in Scandinavian children aged 6 to 12 years. Eighteen-month data from the Danish Randomized Study: Clinical Study Of Near-sightedness; Treatment with Orthokeratology Lenses.

适量矢高 + 非球AC + 翘边PC 贴合交换 • 低点染

一项为期两年的随机对照研究数据显示¹
DreamLite点染率表现良好



非球AC + 圆角PC 润边设计 • 好舒适

一项临床研究数据显示⁵
DreamLite舒适度良好



1. Churm J, Cho P. High Myopia-Partial Reduction Ortho-k: A 2-Year Randomized Study. Optom Vis Sci 2013;90:530-539.

5. 杨玉芳. 角膜塑形镜治疗近视的临床疗效和并发症发生情况分析. 中国现代药物应用, 2022;16(7):49-51.

两种灵活 验配方式

EyeLite 智眸大师™

智能安心配 人人皆大师



*只适用于定制系列

试戴片验配法

多档可调 为验配者选择合适配戴体验

试戴片验配流程

(易适/定制系列)



检查并预判参数

1. 测量MPMVA及角膜曲率确定**TP及BC**
2. 根据WTW或HVID确定**直径**
3. 根据地形图角膜形态确定**设计及环曲量**
4. 根据e值 推测**AC值**



试戴并评估

- 5.1 **直径**大小判断
- 5.2 **配适**观察



确认参数

易适 **定制**
快速到片 参数更广

试戴片参数范围

(易适/定制系列)

	标准	环曲
平 K(D)	39.50 ~ 45.50	
降幅(D)	-3.00	
直径(mm)	10.1/10.5/10.9	
光学区直径(mm)	6.0	
环曲量(D)	NA	1.50



一项临床研究结论⁶:

试戴法和软件法(研究使用EyeLite智眸大师)验配的角膜塑形镜均可**有效地暂时降低近度数、提供良好的裸眼视力,延缓中高度近视青少年的眼轴生长。**
在角膜塑形镜验配中可以结合两种方法使用。

6. Lu D, Gu T, Lin W, Li N, Gong B, Wei R. Efficacy of Trial Fitting and Software Fitting for Orthokeratology Lens: One-Year Follow-Up Study. Eye Contact Lens; 2018 Sep;44(5):339-343. doi: 10.1097/ICL.0000000000000539. PMID: 30048341.

DreamLite R · C · M 三大系列

从临床需求出发 提供全方位解决方案

易 适

READY

「快速到片」

首选试戴片验配

定 制

CUSTOM

「量目而调」

两种灵活验配方式

高 定

MASTER

「全弧无限」

高定独有

试戴片验配

	易 适 READY系列		定 制 CUSTOM系列		高 定 MASTER系列	
	标准	环曲	标准	环曲	标准	环曲
平 K (D) (0.25 D 一档)	39.50 ~ 46.25		37.50 ~ 48.25		37.50 ~ 48.25	
降幅 (D)	-0.75 ~ -4.50		-0.75 ~ -4.50		-0.75 ~ -4.50	
直径 (mm)	10.5		10.1 ~ 10.9		10.1 ~ 10.9	
光学区直径 (mm)	6.0		6.0 / 6.6 (默认 6.0)		6.0 / 6.6 (默认 6.0)	
环曲量 (D)	NA	1.5	NA	0.75 ~ 3.00	NA	0.75 ~ 3.00
e 值	0.5		0.1 ~ 0.9 (默认 0.5, 0.1 一档)		—	
镜片颜色	OD紫色/OS冰蓝色		OD紫色/OS冰蓝色		OD紫色/OS冰蓝色	

关于库博光学

Cooper Vision库博光学—全球特殊隐形眼镜行业领导者、隐形眼镜领导品牌。拥有十余个国际领导品牌，致力于帮助全球眼科专业人士为不同患者提供高精度、高质量、高舒适度的角膜接触镜产品及专业服务。

库博特需中国服务于中国眼科专业人士，旨在提供专业的产品及服务解决方案，帮助中国眼科专业人士实现良好的临床预期。

角膜塑形镜



DreamLite®



CRT®

同心双焦软镜



MiSight®



HK-ONE®

客服热线：400-155-2066

