




技术参数		17系列	21系列
内径		0.017in	0.021in
头端外径		1.9F (0.64mm)	2.2F (0.74mm)
近端外径		3.5F (1.17mm)	3.8F (1.27mm)
有效长度		150cm	
显影环数量	头端	1个	
	球囊	10-25mm:2个, 7mm:1个	
显影环距离头端		第一个:0.75mm	
名义压力		6atm	
额定爆破压		14atm	

*1mm=3F

规格型号

导管内腔	长度	7mm	10mm	15mm	20mm	25mm
	直径					
0.017in	1.50mm	FG13315007-17	FG13315010-17	FG13315015-17		
	1.75mm	FG13317507-17	FG13317510-17	FG13317515-17		
	2.00mm	FG13320007-17	FG13320010-17	FG13320015-17		
	2.25mm		FG13322510-17	FG13322515-17	FG13322520-17	
	2.50mm		FG13325010-17	FG13325015-17	FG13325020-17	
	2.75mm		FG13327510-17	FG13327515-17	FG13327520-17	
	3.00mm		FG13330010-17	FG13330015-17	FG13330020-17	
	3.25mm		FG13332510-17	FG13332515-17	FG13332520-17	
	3.50mm		FG13335010-17	FG13335015-17	FG13335020-17	FG13335025-17
	3.75mm		FG13337510-17	FG13337515-17	FG13337520-17	FG13337525-17
0.021in	1.50mm	FG13315007-21	FG13315010-21	FG13315015-21		
	1.75mm	FG13317507-21	FG13317510-21	FG13317515-21		
	2.00mm	FG13320007-21	FG13320010-21	FG13320015-21		
	2.25mm		FG13322510-21	FG13322515-21	FG13322520-21	
	2.50mm		FG13325010-21	FG13325015-21	FG13325020-21	
	2.75mm		FG13327510-21	FG13327515-21	FG13327520-21	
	3.00mm		FG13330010-21	FG13330015-21	FG13330020-21	
	3.25mm		FG13332510-21	FG13332515-21	FG13332520-21	
	3.50mm		FG13335010-21	FG13335015-21	FG13335020-21	FG13335025-21
	3.75mm		FG13337510-21	FG13337515-21	FG13337520-21	FG13337525-21

注册证编号：国械注准 20223030663

上海加奇生物科技苏州有限公司
苏州工业园区中田巷8号

www.achieva.com

BRO130301 Rev.A 仅供内部培训使用


化繁为简 “零”先一步

- 引领“零交换”技术
- 减少器械交换，降低手术风险
- 开创ICAS血管内介入治疗新时代




“零交换”技术

减少器械交换, 简化操作步骤
降低手术风险, 提高手术安全



相关文献资料

- 交换操作带来的远端导丝穿孔是引起颅内出血的主要原因^[1]
- 深入分析SAMMPRIS研究发现, 介入治疗出血性并发症中, 6例为蛛网膜下腔出血, 多因导丝操作所致^[2]
- 减少导丝导管交换操作, 可以降低症状性颅内出血并发症的发生率^[3]



[1] Nordmeyer H, et al. Fortschr Röntgenstr 2019; 191:643–652

[2] 洪波, 中国脑血管病杂志2020年3月18日第17卷第3期

[3] Stracke CP, et al. J NeuroIntervent Surg 2019; 0:1–6