

Medtronic

Engineering the extraordinary

Fortrex™

0.035" OTW PTA球囊扩张导管

产品货号 135cm 推送杆长度	产品货号 80cm 推送杆长度	产品货号 40cm 推送杆长度	球囊 直径 (mm)	球囊 长度 (mm)	命名 压力 (atm)	定额 爆破压 (atm)	建议 引导鞘 (F)
A35HPV04020135	A35HPV04020080	A35HPV04020040	4mm	20mm	12	24	6
A35HPV04040135	A35HPV04040080	A35HPV04040040	4mm	40mm	12	24	6
A35HPV04080135	A35HPV04080080	A35HPV04080040	4mm	80mm	12	24	6
A35HPV04100135	A35HPV04100080	A35HPV04100040	4mm	100mm	12	24	6
A35HPV05020135	A35HPV05020080	A35HPV05020040	5mm	20mm	12	24	6
A35HPV05040135	A35HPV05040080	A35HPV05040040	5mm	40mm	12	24	6
A35HPV05080135	A35HPV05080080	A35HPV05080040	5mm	80mm	12	24	6
A35HPV05100135	A35HPV05100080	A35HPV05100040	5mm	100mm	12	24	6
A35HPV06020135	A35HPV06020080	A35HPV06020040	6mm	20mm	12	24	6
A35HPV06040135	A35HPV06040080	A35HPV06040040	6mm	40mm	12	24	6
A35HPV06080135	A35HPV06080080	A35HPV06080040	6mm	80mm	12	23	6
A35HPV06100135	A35HPV06100080	A35HPV06100040	6mm	100mm	12	23	6
A35HPV07020135	A35HPV07020080	A35HPV07020040	7mm	20mm	9	20	6
A35HPV07040135	A35HPV07040080	A35HPV07040040	7mm	40mm	9	20	6
A35HPV07080135	A35HPV07080080	A35HPV07080040	7mm	80mm	9	20	6
A35HPV07100135	A35HPV07100080	A35HPV07100040	7mm	100mm	9	20	6
A35HPV08040135	A35HPV08040080	A35HPV08040040	8mm	40mm	9	20	6
A35HPV08080135	A35HPV08080080	A35HPV08080040	8mm	80mm	9	19	6
A35HPV08100135	A35HPV08100080	A35HPV08100040	8mm	100mm	9	18	6
A35HPV09040135	A35HPV09040080	A35HPV09040040	9mm	40mm	9	18	7
A35HPV09080135	A35HPV09080080	A35HPV09080040	9mm	80mm	9	18	7
A35HPV10040135	A35HPV10040080	A35HPV10040040	10mm	40mm	8	16	7
A35HPV10080135	A35HPV10080080	A35HPV10080040	10mm	80mm	8	16	7
A35HPV12040135	A35HPV12040080	A35HPV12040040	12mm	40mm	8	14	7
A35HPV12080135	A35HPV12080080	A35HPV12080040	12mm	80mm	7	12	7

球囊扩张导管Fortrex™ 0.035" OTW PTA Balloon Catheter

国械注进20193030198

Covidien llc

禁忌内容或注意事项详见说明书

沪械广审(文)第240427-41457号


RCS-Fortrex-001-V1-2022

上海市浦东新区东育路255弄5号前滩世贸中心(一期)B座15楼

Tel/Fax: 86-21-20325888

Medtronic

Engineering the extraordinary



迎韧而解


ENDURANCE

UNDER

PRESSURE

Fortrex™

0.035" OTW PTA球囊扩张导管



专为血管通路病变设计 高压下形变可控

为术者提供更有价值的血管通路狭窄解决方案

新一代的Fortrex™球囊扩张导管为您提供更佳的可控性更可控的球囊扩张以及更高的术中效率

更佳的可控性

- 极细的导入外径,头端更贴合导丝
- 刚柔兼具的推送杆设计有助于成功通过迂曲血管

更可控的球囊扩张

- 即便是在处理挑战病变的高压力下,创新球囊材料及设计亦保证有效的球囊形状保持能力
- 球囊压力直抵病变,使扩张更为有效,可控

更高术中效率

- 更快的加压/抽负压速度
- 更先进的球囊材料及厚度,使得球囊拥有更可靠的再回抱表现并更易通过导管鞘