


# EMBOLD Fibered 外周机械解脱带纤维毛弹簧圈

## 产品图示及规格



UPN号	规格	UPN号	规格
M001394240020040	2mm x 4cm	M001394240100300	10mm x 30cm
M001394240020060	2mm x 6cm	M001394240100500	10mm x 50cm
M001394240030060	3mm x 6cm	M001394240120200	12mm x 20cm
M001394240030120	3mm x 12cm	M001394240120300	12mm x 30cm
M001394240040080	4mm x 8cm	M001394240120500	12mm x 50cm
M001394240040150	4mm x 15cm	M001394240140200	14mm x 20cm
M001394240050080	5mm x 8cm	M001394240140300	14mm x 30cm
M001394240050150	5mm x 15cm	M001394240140500	14mm x 50cm
M001394240060100	6mm x 10cm	M001394240180500	18mm x 50cm
M001394240060200	6mm x 20cm	M001394240200500	20mm x 50cm
M001394240080200	8mm x 20cm	M001394240220600	22mm x 60cm
M001394240100200	10mm x 20cm	M001394240320600	32mm x 60cm

波科国际医疗贸易（上海）有限公司  
上海市黄浦区蒙自路763号  
丰盛大厦31楼  
电话: +86-21-6141 5959  
传真: +86-21-6141 5900  
邮编: 200023

波士顿科学广州分公司  
广州市环市东路403号广州国际  
电子大厦33楼04-07单元  
电话: +86-20-6664 2300  
传真: +86-20-6664 3100  
邮编: 510095

波士顿科学北京分公司  
北京市朝阳区光华东里8号楼  
中海广场南楼16层  
电话: +86-10-8574 2988  
传真: +86-10-8574 2999  
邮编: 100020

波士顿科学成都分公司  
成都高新区天府大道北段1199号  
成都银泰中心2栋28楼2801号  
电话: +86-028-6323 9588  
邮编: 610094

生产企业: Boston Scientific Corporation  
EMBOLD Fibered Detachable Coil System 外周机械解脱带纤维毛弹簧圈, 注册证号: 国械注进20243130460

禁忌内容或者注意事项详见说明书  
EXP-PI-202408-0074, 生效日期2024年10月24日, 失效日期2029年08月26日  
©2024年由波科或其子公司制作。保留所有权利。

\*沪械广审(文)第290826-82408号

注意:法律规定这些器械由医生或按医生的指令销售。适应症、禁忌症、警告和使用说明可在产品标签或说明书中找到。产品仅供参考,在某些国家尚未被批准销售。



## EMBOLD Fibered 外周机械解脱带纤维毛弹簧圈

# 灵动至简 敢想敢为



抗折丝滑

回撤旋转

抽丝解离

多域适配

注册证名称: EMBOLD Fibered Detachable Coil System 外周机械解脱带纤维毛弹簧圈  
注册证编号: 国械注进20243130460



# EMBOLD Fibered 外周机械解脱带纤维毛弹簧圈



## 抗折丝滑

——通过性优异  
输送导丝抗折性能突出  
防止弹簧圈提前解脱



## 回撤旋转

——操控自如  
出导管后仍可回撤  
反复旋转调整，让释放更加精准



## 抽丝解离

一折一拉便捷高效



## 多域适配

——多导管兼容  
孔径0.021”至0.027”的微导管均适用

