

订货信息

	规格型号	卡夫管尖长度	导管全长	支/盒
Palindrome Precision 标准型	8888145014P	19cm	36cm	5
	8888145015P	23cm	40cm	5
	8888145016P	28cm	45cm	5
	8888145017P	33cm	50cm	5
	8888146044P	44cm	61cm	5
	8888145018P	55cm	72cm	5
Palindrome Precision 附内芯支架	8888145039P	19cm	36cm	5
	8888145040P	23cm	40cm	5
	8888145041P	28cm	45cm	5
	8888145042P	33cm	50cm	5
Palindrome Precision 预弯型	8888145058P	19cm	36cm	5
	8888145059P	23cm	40cm	5
	8888145060P	28cm	45cm	5
	8888145061P	33cm	50cm	5

Palindrome™ Precision Chronic Catheter

血液透析用中心静脉导管



Palindrome™ Precision Chronic Catheter 血液透析用中心静脉导管

国械注进20223100470

Covidien llc

禁忌内容或注意事项详见说明书

沪械广审(文)第沪械广审(文)第271007-51504号

RCS-Palindrome Precision-001-V1-2022

上海市浦东新区东育路255弄5号前滩世贸中心(一期)B座15楼


Tel/Fax: 86-21-20325888

🏠 更高的透析效率

即使是在不得不反接血路的情况下, Palindrome Precision 仍能提供足够的透析效率

• 优化的Z型螺旋对称管尖

无论正接反接, 都有较低的再循环率



👉 更便利的术中操作

Palindrome Precision的特色手术配件助力术者更易完成置管手术


• 安全阀撕脱鞘

有效减少术中出血, 降低气栓的可能

• VenaTrac™内芯支架

免撕脱鞘快速置管

改良的管尖设计让导管置入更容易, 减少对患者的损伤




🛡️ 独特设计应对临床需求

更方便将管尖置于合适的解剖位置, 减少早期置管失败率

• 不透射线标记带

有助于更准确地判断管尖位置



• 改良的防血栓激光切槽

降低侧槽边缘的血流剪切力, 改善血流动力学, 降低血栓形成

