

# 全新快速DNA检测仪 Applied Biosystems RapidHIT ID

90分钟获得可信赖的法医DNA结果

The answers you trust,  
only faster



# 放入检材，获得结果

Applied Biosystems™ RapidHIT™ ID系统外形紧凑、简单易用，堪称是从单一来源检材获得可靠的法医DNA图谱的理想DNA快速检测平台。

全自动的RapidHIT ID仅需1分钟的手动操作时间，即可在实验室或案件现场生成DNA-STR图谱。配备Applied Biosystems™ RapidLINK™软件，该系统可在这些应用中对DNA结果全面掌控：样本比对、家系排查、亲缘鉴定和人员排除数据库。

## 在实验室或现场快速获得DNA分析结果

- 生成与已有DNA数据库兼容的结果
- 设计紧凑，提供通过NDIS认证的Applied Biosystems™ GlobalFiler™ Express化学试剂
- 可将多个工作流程整合为一个步骤

插入样本卡夹



RapidHIT ID系统  
全自动进行样本裂解、扩增及毛细管电泳

## 通过样本卡夹实现全自动工作流程

RapidHIT ID系统采用独立的样本卡夹，将多个实验流程整合成一个简单的、用户主导的任务。

两种样本卡夹：

Applied Biosystems™ RapidHIT™ ID ACE GlobalFiler™ Express样本卡夹(用于参考样本)。Applied Biosystems™ RapidINTEL™ Plus样本卡夹(用于犯罪现场样本)

无论何人在何处操作，标准化算法都可在封闭系统内生成可重复的STR图谱。

RapidHIT ID样本卡夹支持样本现收现检，无需再等待分批处理。



RapidHIT ID样本卡夹

90分钟获得  
DNA分析结果



RapidLINK数据分析管理软件  
整合数据并提供完整的数据管理方案

## RapidLINK软件

RapidLINK可安全高效地改进工作流程，加快身份确认。它是所有连接仪器系统的控制中枢，可实现实时访问、审查和控制实验室或远程RapidHIT ID仪器生成的图谱。



安全连接多台  
RapidHIT ID仪器



上传数据库之前审核  
DNA检测结果



从中心实验室远程登陆  
和控制所有的仪器



根据能否通过能力测  
试启用或禁用用户

## RapidHIT ID开辟了携手打击犯罪的新途径

由于可快速获得DNA分析结果，法医学、执法和公共安全领域的合作伙伴可从诸多应用中受益。RapidHIT ID系统和RapidLINK软件的结合使得获得分析结果从未如此快速和高效。

### 携手侦破更多刑事案件

#### 在警局


执法人员可更快获得调查线索，锁定嫌犯

#### 在法医学实验室

实验室可更高效地处理紧急样本，并可启用DNA处理经验有限的人员

#### 在现场

现场人员可对灾难受害者进行快速身份识别，帮助家人团圆或满足其他现场部署需求



更多信息请见 [thermofisher.cn/rapidDNA](http://thermofisher.cn/rapidDNA)



赛默飞  
官方微信



赛默飞  
HID法庭科学  
官方微信

免费 800 820 8982  
服务电话 400 820 8982  
[www.thermofisher.cn](http://www.thermofisher.cn)

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC